



BEDIENUNGSANLEITUNG

Nacken und Schulter Massagegerät

(700-082)



Bitte heben Sie diese Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Nutzung des Massagergeräts:

Hinweise:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder ähnlichen Bereichen, in denen es mit Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit in Berührung kommen kann, da dies die Lebensdauer des Produktes beeinträchtigen kann.
2. Gehen Sie sicher, dass das Produkt nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, oder in der Nähe von Heizkörpern und/oder anderen Hitzequellen gelagert wird.

3. Benutzen Sie das Produkt nicht auf hölzernen Oberflächen, um Kratzspuren durch den Reißverschluss vorzubeugen.

Befestigungssystem:

Dieses Massagekissen enthält ein einzigartiges Befestigungssystem, dass Ihnen erlaubt das Produkt an fast jedem gängigen Stuhl zu befestigen. Setzen Sie das Kissen in Ihren Sitz und kleben Sie die elastischen Bänder fest um das Bett zurück.

3D Schultermassagegerät mit Vibration. Benutzung:

1. Jade Massageköpfe bieten komfortable thermische Therapie-Massagegerät.
1. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
2. Drücken Sie den  Power-Knopf, um die Massage zu starten / stoppen. Die Heizfunktion ist vollständig aktiviert.
3. Drücken der  Shiatsu-Geschwindigkeitsregelung High-Mid-Low-Off
4. Drücken Sie die  Hitze-Taste , um die Heizfunktion zu deaktivieren oder aktivieren.
5. Wenn Sie die  Taste drücken, bewegen sich die Massageköpfe gegen den Uhrzeigersinn, erneutes drücken dreht die Richtung um.

Garantie:

Dieses Produkt ist für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs garantiert. Wenn ein Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftritt, müssen die fehlerhaften Produkte an die Verkaufsstelle zurückgeschickt werden. Rückerstattungen oder Ersatzzahlungen liegen im Ermessen des Geschäfts.

Die folgenden Bedingungen gelten:

1. Das Produkt muss mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung installiert und verwendet werden.
3. Es darf nur für den häuslichen Gebrauch verwendet werden. Es deckt nicht Abnutzung, Beschädigung, Missbrauch oder Verbrauchsteile a

Technische Spezifikation:

Eingang: AC 100-240V 50 / 60Hz

Ausgang: DC 12V / 2.0A

Power: 24W

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

1. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder bevor es gereinigt wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden.
4. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Adapter und das Produkt mit der Stromversorgung kompatibel sind.
5. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder geeignet.
6. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder angemessen beaufsichtigt werden.
7. Der Adapter muss vor der Reinigung, Wartung und Instandhaltung oder vor dem Transport des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
8. Führen Sie keine Gegenstände in das Massagegerät ein, da dies zu Schäden am internen Gerät führen kann.
9. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel frei von Knoten gehalten wird.
10. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.

Reinigung und Instandhaltung:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. Nur mit einem weichen,
2. leicht feuchten Schwamm. Lassen Sie das Gerät niemals nass werden.
3. Tauchen Sie keine Flüssigkeit in die zu reinigende Flüssigkeit ein.
4. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glas- / Möbelpolitur oder Farbverdünner zur Reinigung dieses Produkts.
5. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel, um die Außenseite des Massagegeräts zu reinigen, da diese Chemikalien das Material beschädigen können.

6. Das Massagegerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
 7. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
 8. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mit einer Verlängerungsleitung oder einem geschalteten Timer.
 9. Verwenden Sie Ihr Massagegerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hat. Oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Person überprüfen.
 10. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit haben oder an einer Krankheit leiden, die Anlass zur Besorgnis gibt, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
 11. Es wird empfohlen, dass Personen mit Herzschrittmachern vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren.
 12. Decken Sie das Gerät niemals ab, wenn es in Betrieb ist.
 13. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als jeweils 15 Minuten.
 14. Verwenden Sie dieses Produkt niemals an geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
 15. Dieses Produkt ist ein nicht-professionelles Gerät, das nur für eine beruhigende Massage entwickelt wurde.
 16. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Ersatz für einen Arzt.
 17. Verwenden Sie dieses Produkt nicht vor dem Zubettgehen, da das Massagegerät eine stimulierende Wirkung hat und den Schlaf verzögern kann.
 18. Verwenden Sie das Produkt nicht im Bett.
 19. Verwenden Sie es nicht, wenn es gefaltet ist.
- .