




MASSAGEPISTOLE

NUTZERANLEITUNG



700-110V90 DE C000000



Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes!

NUTZUNGSANLEITUNG

Bitte vor der Nutzung sorgfältig durchlesen

AUFLADEN

1. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zu sechs Stunden lang vollständig auf - entweder am Gerät angebracht oder vom Gerät getrennt.
2. Schließen Sie zum Laden des Geräts das Gleichstromende des mitgelieferten 24-V-Adapters an den Ladeanschluss des Akkus an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
3. Die LED-Anzeigen am Akku blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen und den aktuellen Akkuladestand anzuzeigen.
4. Während der Akku angeschlossen ist, blinken die LED-Anzeigen am Gerät, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen und das aktive Laden anzuzeigen.
5. Ein vollständiger Ladevorgang wird angezeigt, wenn alle LED-Anzeigen aufhören zu blinken und dann vollständig aufleuchten.
6. Der Akku kann jederzeit und bei jedem Ladezustand aufgeladen werden.
7. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig zu entladen, bis die LED rot leuchtet.
8. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt mehr als 2 Stunden, abhängig von der Geschwindigkeit und dem während des Betriebs ausgeübten Druck.

NUTZUNG

1. Richten Sie den Akku aus und bringen Sie ihn an der Unterseite des Geräts an. Bitte stellen Sie sicher, dass es sicher eingerastet ist.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter an der Unterseite des Akkus AN betätigen. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter auf AUS stellen.
3. Drücken Sie bei eingeschaltetem Netzschalter in AN einmal die Netztaste, um das Gerät auf Stufe 1 einzuschalten, zweimal, um das Gerät auf Stufe 2 einzuschalten, und dreimal, um Stufe 3 einzuschalten. Durch erneutes Drücken des Netzschalters wird das Gerät ausgeschaltet. Die blauen LED-Leuchten zeigen die entsprechende Leistungsstufe an.
4. Setzen Sie den Applikator bei ausgeschaltetem Gerät vollständig ein, indem Sie ihn hineindrücken. Entfernen Sie ihn, indem Sie ihn herausziehen.
5. Massieren Sie das gewünschte Körperteil mit der gewünschten Geschwindigkeit und üben Sie bei Bedarf Druck aus.

WARTUNG, REINIGUNG & LAGERUNG

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
2. Entfernen Sie den Akku zur Aufbewahrung oder zum Mitnehmen und bewahren Sie ihn im mitgelieferten Karton auf.

Spezifikationen




Die Tiefenmuskel-Faszien-Massagepistole ist ein tragbares, wiederaufladbares Vibrationsgerät mit großem Drehmoment und langer Einstellmöglichkeit. Es kann die Schmerzen, die durch die Ansammlung von Milchsäure nach intensivem Training verursacht werden, wirksam lindern und das Unbehagen der Muskeln von Menschen lindern, die längere Zeit sitzen oder liegen.

Technische Daten

Modell	Beschreibung	Nennspannung	Nennfrequenz	Batterie	Applikatoren	Amplitude
MG-003	MASSAGEPISTOLE	□ DC 12V □ DC 24V	20-58HZ	12V-2H 24V-4H	4 Applikatoren	10-12 MM

Spezifikationen



1. Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maschine ein.
2. Drücken Sie die Starttaste und "+", wenn die Maschine zu laufen beginnt.
3. Drücken Sie die Tasten + und -, um die Geschwindigkeit des Geräts anzupassen.
4. Der Anzeigewert beim Hochfahren ist der aktuelle Leistungswert. Wenn die Maschine gerade gestartet wurde, wird bei einer Leistungsaufnahme von 1 oder weniger der Fehler E1 angezeigt. Wenn der Stromverbrauch langsam 0 erreicht, wird der Fehler E1 angezeigt. Wenn der Strom voll ist, ist die Anzeige 10.

Massagekopf-Anleitung

1. Runde Form



Das runde, kugelförmige Design erzeugt eine sich ausbreitende und diffundierende Leistung zwischen Empfang und Druck. Die Kraft ist gleichmäßig verteilt und weich. Es eignet sich zur Massage und Entspannung von Taille, Bauch, Gesäß und Beinen. Sowie Muskelentspannung vor und nach dem Training, wie Tanzen, Yoga, Aerobic und so weiter.

2. Pilzform

Auf der Grundlage der Ebene wird ein kleiner Bogen hinzugefügt, der zum Körpermodellierungsmechanismus passt und für ein besseres Gefühl sorgt. Geeignet für die inneren und äußeren Muskeln von Bauch, Brust und Beinen.



3. U-Form



Der Kraftweg zwischen den beiden Punkten ist gleichmäßig, die Stimulation ist vorhanden und kraftvoll, wodurch effektiv eine einfache Akupunkturmassage durchgeführt werden kann. Die U-förmige Breitengröße vermeidet perfekt die Wirbelsäule und den Halswirbel des Menschen und erzielt ein besseres Erlebnis. Geeignet für Schulter, Halswirbelsäule und bilaterale Muskeln (darf die Halswirbelsäule nicht direkt treffen, da dies zu Verletzungen führen kann).

4. Konische Form

Einfache Form, voller Aufprallerfahrung, direkter Druck in die Tiefe. Geeignet für Meridiane, Fußsohlen, Handflächen, Achillessehnen, Rückenmuskeln usw.



5. Bogenförmige Massagekopf



Anders als bei jedem anderen Fasziennassagekopf auf dem Markt, nimmt dieser eine einzigartige, halb umgebene Bogenform an, die besser für die menschliche Körperform und Muskelstruktur geeignet ist. Das Arc Bump-Design kann das zu massierende Muskelgewebe direkt stimulieren. Hauptsächlich für den Nacken, die Arme, die Oberschenkel, den hinteren Teil des Beins, insbesondere den Oberschenkelquadrizeps sowie die Flundermuskulatur des Beins.

6. Vier-Arm-Form

Verglichen mit dem populären U-förmigen Massagekopf, hat dieser Kopf eine größere Wirkungsfläche und dadurch einen direkteren Effekt. Zur selben Zeit erlauben die vier Arme des Massagekopfes eine gleichmäßige und flexible Verteilung der Kraft, was ihn besonders passend für Massagen der kleinen Muskeln an Schultern, Nacken und Bein macht.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS WARNHINWEISE

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Von Flüssigkeiten und Wärmequellen fernhalten. Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz.
2. Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen. Bitte lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut verwenden.
4. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor dem Gebrauch vom Akku des Geräts.
5. Nur für Erwachsene. Nicht verwenden, wenn Sie verletzt sind. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: UM STROMSCHLAG-, FEUER- UND VERLETZUNGSGEFAHREN ZU VERMEIDEN, MUSS DIESES PRODUKT GEMÄSS DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN.

1. Nur für Erwachsene.
2. Verwenden Sie das Produkt nur auf einer trockenen und sauberen Oberfläche über der Kleidung. Verwenden Sie das Gerät, indem Sie es für ca. 60 Sekunden pro Region leicht über den Körper drücken und bewegen.
3. Verwenden Sie den Hyper Volt wie gewünscht nur auf dem Weichgewebe des Körpers, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Nicht auf den Kopf oder auf harte oder knöchige Körperstellen auftragen.
4. Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den bestmöglichen Effekt erzielen.
5. Blutergüsse können auftreten, unabhängig von der Einstellung der Steuerung oder dem angewendeten Druck. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
6. Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fernhalten, da sie eingeklemmt werden können.
7. Stellen Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen der Massagepistole.
8. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in die Belüftungsöffnungen der Massagepistole eindringen.
9. Lassen Sie die Massagepistole nicht fallen und missbrauchen Sie sie nicht.
10. Nur mit dem mitgelieferten 26VDC Ladegerät für die Massagepistole aufladen.
11. Überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
12. Verändern oder manipulieren Sie die Massagepistole nicht.
13. Lassen Sie die Massagepistole niemals unbeaufsichtigt in Betrieb oder laden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITTE NIEMALS DIE MASSAGEPISTOLE ODER EIN VIBRATIONSGERÄT VERWENDEN, OHNE DIE GENEHMIGUNG IHRES ARZTES ZU ERHALTEN, WENN FOLGENDES FÜR SIE GILT.

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Abnutzung von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführten Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführten Gelenkersatz oder IUPs, Metallnadeln oder -platten oder andere Probleme in Bezug auf Ihre körperliche Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten bei der Verwendung von Vibrationsgeräten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Diese Angaben bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrations- oder Trainingsgerät verwenden können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, zuerst einen Arzt aufzusuchen.

Die Auswirkungen von Vibrationsübungen auf bestimmte medizinische Erkrankungen werden derzeit untersucht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verkürzung der Liste der Gegenanzeigen führen, wie oben gezeigt. Die Praxis hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsübungen in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen ratsam ist. Dies muss auf Empfehlung und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de