




IN220901027V02\_US\_CA

**700-050V82**



**UK CA** 

**EN\_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**ES\_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_ IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.**

**EN**

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

**FR**

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

**DE**

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

**ES**

**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

**PT**

**Caros clientes,**

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

**IT**

**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

**EN\_Our contact details are below:**

**FR\_Nos coordonnées sont les suivantes:**




**DE\_Unsere Kontaktdaten stehen unten:**






**ES\_Nuestros datos de contacto son los siguientes:**

**PT\_Os nossos dados de contacto são os seguintes:**

**IT\_I nostri dettagli di contatto sono di seguito:**

Country	 Phone	 Email
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt.
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

<b>BOX 1-2</b>		<b>①</b> x 1
		<b>②</b> x 1
		<b>③</b> x 1

<b>BOX 2-2</b>		<b>④</b> x 1
		<b>⑤</b> x 1
		<b>⑥</b> x 1
		<b>⑦</b> x 1
		<b>⑧</b> x 1

# Chairs, Sofas and Armchairs

## **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**Only for domestic use**

### **Instructions for use:**

- \*Put the chair stably on a flat floor.
- \*Building the chairs in good condition.
- \*Stay away from open flames.
- \*Avoid the overload at the chair.

### **Precautions before assembly:**

- \*Prepare a clean and dry mounting area.
- \*Verify that the product is not damaged.
- \*Check that none of the pieces are missing.

### **Maintenance:**

- \*Clean with a soft fabric.
- \*Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- \*Check the seating regularly.

### **Storage conditions:**

\*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

**Beware of crushing and cutting hazards during assembly.**

**The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or withering.**

**If the seating is fitted with powered seat height adjustments, only trained personnel may replace or repair those components.**



# Chaises, Canapés et Fauteuils

## **IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

**Seulement pour usage domestique**

### **Conseils:**

- \* Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- \* Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- \* Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- \* Évitez de surcharger la chaise

### **Précautions avant l'assemblage:**

- \* Préparez une zone de montage propre et sèche.
- \* Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- \* Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

### **Recommandations d'entretien:**

- \*Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- \*Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- \*Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

### **Conditions de stockage:**

- \*Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.

**Veillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.**

**Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.**

**Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.**

# Sillas, Sofás y Butacas

**IMPORTANTE: LEA Y SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## **Producto para uso doméstico**

### **Consejos de uso:**

- \* Coloque el producto sobre un suelo plano de forma estable.
- \* Manténgase alejado de fuentes de calor y llamas.
- \* Evite la sobrecarga de los anclajes del producto.

### **Precauciones antes del montaje:**

- \* Prepare la zona de montaje. Asegúrese de que esté limpia y seca.
- \* Asegúrese de que el producto está en buen estado.
- \* Verifique que no falta ninguna de las piezas.

### **Mantenimiento:**

- \* Limpie el producto con la ayuda de un paño suave.
- \* Inspeccione el producto de forma regular a fin de detectar posibles daños o desperfectos que puedan afectar a su uso.

### **Condiciones de almacenaje:**

- \* A fin de evitar la aparición de moho, los tejidos se deben de guardar totalmente secos y en un lugar limpio y sin humedad.

### **Atención:**

**Riesgo de pinzamientos o cortes durante el montaje.**

**El fabricante declina toda responsabilidad en caso de deterioro debido a una mala instalación o por causar meteorológicas.**

**Si el producto está equipado con algún mecanismo eléctrico de ajuste de altura o similar, solo podrá ser reemplazado o reparado por personal capacitado y técnicos.**

# Cadeiras, Sofás e Poltronas

**IMPORTANTE:** Leia e siga cuidadosamente as instruções deste manual. Conserve este documento para futuras consultas.

## Produto para uso doméstico

### Conselhos de uso:

- \* Coloque o produto sobre um solo plano e estável.
- \* Mantenha-o afastado de fontes de calor e chamas.
- \* Evite a sobre carga das fixações do produto.

### Precauções antes da montagem:

- \* Prepare a zona de montagem. Certifique-se de que esteja limpa e seca.
- \* Certifique-se que o produto esteja em bom estado.
- \* Verifique que não falte nenhuma das peças.

### Manutenção:

- \* Limpar o produto com a ajuda de um pano suave.
- \* Inspeccionar o produto de forma regular a fim de detectar possíveis defeitos que possa afetar seu uso.

### Condições de armazenamento:

- \* A fim de evitar a aparecimento de mofo, os tecidos se devem guardar totalmente secos e em um lugar limpo e sem umidade.

### Atenção:

**Risco de cortes durante a montagem. O fabricante declina toda responsabilidade no caso de deterioração devido uma má instalação ou por causas meteorológicas.**

**Se o produto estiver equipado com algum mecanismo elétrico de ajuste de altura ou similar, somente poderá ser substituído ou reparado por uma pessoa qualificada ou técnicos.**

# Stühle, Sofas und Sessel

## **WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

**Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt**

### **Nutzungshinweise:**

- \* Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- \* Montieren Sie die Stühle richtig.
- \* Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- \* Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

### **Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:**

- \* Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- \* Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- \* Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehörteile fehlt.

### **Instandhaltung:**

- \* Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- \* Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- \* Überprüfen Sie die Stühle regelmässig.

### **Lagerung:**

- \* Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

**Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.**

**Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.**

**Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**

# Sedie, Divani e Poltrone

## **IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

### **Solo per uso domestico**

#### **Consigli per l'uso:**

- \*Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- \*Montare le sedie in buone condizioni.
- \*Tenere lontano dal fuoco.
- \*Evitare di sovraccaricare le giunture.

#### **Precauzioni prima del montaggio:**

- \*Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- \*Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- \*Controllare che nessun pezzo manchi.

#### **Manutenzione:**

- \*Pulire con un panno morbido.
- \*Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- \*Controllare il sedile regolarmente.



#### **Condizioni per il deposito:**

\*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

**Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.**

**Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.**


**Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.**



4 x 1



4



7 x 1




8 x 1



7


8




② x 1




③ x 1




②




③







	115V	230V	
Model:	HDM-M7	HDM-M7	
Input voltage	115	230	V
Input AC frequency	60	50	Hz
Output voltage	29	29	V
Output current	1.8	1.8	A
Output power	52.2	52.2	W
Average active efficiency	88.11%	88.18%	%
Efficiency at low load (10 %)	89.09%	88.05%	%
No-load power consumption	0.073	0.189	W



#### PRODUCT FEATURE

- 2 Vibration Motors
- 8 Massaging modes
- Adjustable intensity
- One massage zones
- The default timing is 15-30 min

#### HOW TO USE

1. Turn the unit ON by pressing the POWER button once, The LED will illuminate when power is on.
2. Turn on the massage in each zone by pressing the Massage zone. LEDs will illuminate when each zone is activated. To turn off a zone, press the button again.
3. To choose a desired massage mode, press the MODE button. To change modes, press MODE button until LED for desired mode illuminates
4. To change the massage intensity press the INTENSITY button. The LED for HIGH or LOW intensities will illuminate when chosen.

NOTE : Discontinue use immediately if you feel any discomfort or pain.

5. NOTE: for your benefit, the massage chair is equipped with an auto shut-off feature that will turn the chair unit off after 30 minutes of continuous use.
6. DO NOT use for more than 30 minutes of continuous use.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This product is for use on a 12V circuit. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.
2. Always unplug the massager from the power source after use, and before cleaning.
3. Do not reach for massager if it has fallen into water. Unplug immediately.
4. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts or attachments.
5. Do not use outdoors.
6. Do not carry this appliance by supplied cord as a handle.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
9. This unit is not a toy. Children should not use it or play with it.
10. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use near eyes or other highly sensitive areas.
12. To disconnect, push "POWER" key to "OFF" place, make sure all functions stopped, then remove plug from outlet.
13. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not provided with the unit.

### HEALTH CAUTION

- If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.
- Individuals with pacemakers should not use this product.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time. Discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.

### MAINTENANCE INSTRUCTIONS


#### TO STORE:

Place unit in its box or safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric. Do not wrap power cord around the unit. Do not hang the unit by power cord.

#### TO CLEAN:

- Insure the unit is unplugged from the power source, and allow to cool before cleaning.
- Do not place in any liquid to clean. Clean fabric cover by wiping with a damp sponge, using a mild detergent or suds. Pat dry with clean, dry cloth.
- Do not use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass /furniture polish, paint thinner or water hotter than 120°F to clean the unit.

To clean the unit, make sure the massager is unplugged. Allow the unit to cool and the wipe down with a damp clean cloth. Do not use any strong chemical cleaners.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 2 Moteurs de vibration
- 8 Modes de massage
- Intensité de massage réglable
- Une zone de massage
- Durée de massage par défaut : 15-30 min

### MODE D'EMPLOI

1. Allumez l'appareil en appuyant une fois sur le bouton POWER, La LED s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
2. Activez le massage de chaque zone en appuyant sur la zone de massage souhaitée. Les voyants de chaque zone s'allument lorsqu'elle est activée. Pour désactiver une zone, appuyez à nouveau sur le bouton.
3. Pour choisir le mode de massage souhaité, appuyez sur le bouton MODE. Pour changer de mode, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant du mode souhaité s'allume.
4. Pour modifier l'intensité du massage, appuyez sur le bouton INTENSITÉ. Le voyant des intensités HAUT ou BASSE s'allume lorsqu'il est choisi.  
NOTE : Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou une douleur.
5. NOTE : Pour votre intérêt, le fauteuil de massage est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui éteint l'unité du fauteuil après 30 minutes d'utilisation continue.
6. NE PAS utiliser le fauteuil pendant plus de 30 minutes d'utilisation continue. .

### CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

1. Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit 12V. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche.
2. Toujours débrancher le masseur de la source d'alimentation après utilisation, et avant de le nettoyer.
3. Ne pas saisir le masseur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
4. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces ou des accessoires.
5. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
6. Ne pas transporter cet appareil en utilisant le cordon fourni comme poignée.
7. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
8. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par sur ou près d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
9. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas l'utiliser ou jouer avec.
10. Ne pas faire fonctionner l'appareil là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
11. Ne pas utiliser près des yeux ou d'autres zones très sensibles.
12. Pour déconnecter, glissez la touche "POWER" sur la position "OFF", assurez-vous que toutes les fonctions sont arrêtées, puis retirez la fiche de la prise.
13. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas fournis avec l'appareil.

### MISE EN GARDE SANITAIRE

- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser ce produit.
- Si vous ressentez une douleur dans un muscle ou une articulation pendant une période prolongée. Cessez d'utiliser le produit et consultez votre médecin. Une douleur persistante pourrait être le symptôme d'une affection plus grave.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

#### RANGEMENT :


Remettre l'appareil dans son carton et ranger le dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer le tissu. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil avec le cordon d'alimentation.

#### NETTOYAGE :

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Ne l'immergez pas dans un liquide pour le nettoyer. Nettoyez la housse en tissu en l'essuyant avec une éponge humide, en utilisant un détergent doux ou de la mousse. Séchez en tapotant avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de produits de polissage pour vitres ou meubles, de diluant pour peinture ou d'eau plus chaude que 120°F pour nettoyer l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, s'assurer que le masseur est débranché. Laisser refroidir l'appareil, puis l'essuyer avec un chiffon propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques puissants.





### CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO

- 2 motores de vibración
- 8 modos de masaje
- Intensidad ajustable
- Zonas de masaje
- El tiempo predeterminado es de 15 ~ 30 minutos.

### CÓMO UTILIZAR

1. Encienda el sillón presionando el botón de ENCENDIDO una vez, la luz LED se iluminará después de que el sillón esté encendido.
2. Presione el botón correspondiente para masajear la parte corporal. La luz LED se iluminarán después de que se active la función de masaje de cada zona. Para apagar la función, presione el botón nuevamente.
3. Para elegir un modo de masaje ideal, presione el botón MODE. Para cambiar a otro modo, presione el botón MODE hasta que la luz LED del modo deseado se ilumine.
4. Para cambiar la intensidad del masaje, presione el botón INTENSITY (Intensidad). La luz LED de intensidad ALTA o BAJA se iluminará cuando se elija una entre ellas.  
NOTA: Si usted siente alguna molestia o dolor, deje de utilizar el sillón de masaje inmediatamente.
5. NOTA: Para proteger su beneficio, el sillón de masaje está equipado con la función de apagado automático que podrá apagarlo después de uso continuo de 30 minutos.
6. NO utilice el sillón de masaje más de 30 minutos de forma continua.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el aparato eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Este sillón de masaje es adecuado para el circuito de 12V. Asegúrese de que esté conectado a una toma de corriente que sea de la misma especificación que el enchufe del sillón.
2. Siempre desenchufe el sillón de masaje de la fuente de alimentación después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
3. No el sillón de masaje si se ha caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
4. No deje el sillón de masaje desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
5. No utilice el sillón de masaje al aire libre.
6. No transporte el sillón de masaje tirando de su cable suministrado.
7. Mantenga el cable del sillón de masaje alejado de superficies calientes.
8. Se necesita una estrecha supervisión cuando el sillón de masaje se utiliza por los niños o las personas discapacitadas o se utiliza cerca de ellos.
9. Este sillón de masaje no es un juguete. Los niños no deben utilizarlo ni jugar con él.
10. No opere el sillón de masaje donde se estén utilizando los productos en aerosol (spray) o donde se esté suministrando oxígeno.
11. No utilice el sillón de masaje cerca de los ojos u otras partes corporales altamente sensibles.
12. Para desconectar el sillón de masaje, presione la tecla "POWER (Encendido)" a la posición "OFF (Apagado)", asegúrese de que todas las funciones se hayan apagado, entonces retire el enchufe de la toma de corriente.
13. Solo utilice el sillón de masaje para el propósito previsto como lo que se indica en este manual. No utilice los accesorios no suministrados junto con el sillón.

### PRECAUCIÓN DE SALUD

- Si tiene alguna inquietud con respecto a su salud, consulte a su médico antes de utilizar el sillón de masaje.
- Las personas con marcapasos no pueden utilizar este sillón de masaje.
- Si experimenta dolor en músculos o en articulaciones al utilizar el sillón de masaje durante largo tiempo. Deje de utilizarlo de inmediato y consulte a su médico. El dolor persistente podría ser síntoma de una enfermedad más grave.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

#### PARA ALMACENAR:

Coloque el sillón de masaje en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite que esté en contacto con los bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la tela del sillón. No enrolle el cable de alimentación alrededor del sillón. No lo cuelgue por el cable de alimentación.

#### PARA LIMPIAR:

- | Asegúrese de que el sillón de masaje esté desenchufado de la fuente de alimentación, y deje que el sillón se enfríe antes de limpiarlo.
- | No coloque el sillón de masaje en ningún líquido para realizar la limpieza. Limpie la funda de tela frotando con la esponja húmeda y el detergente suave o espuma. Séquelo con un paño limpio y seco.
- | No utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, cera para vidrios / muebles, diluyente de pintura o agua hervida con temperatura superior a 120°F C para limpiar el sillón de masaje.
- | Para limpiar el sillón de masaje, asegúrese de que esté desenchufado de la toma de corriente, y deje que se enfríe completamente, luego límpielo con un paño limpio y húmedo. No utilice los limpiadores químicos fuertes.



#### CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- 2 Motores de Vibração
- 8 Modos de massagem
- Intensidade ajustável
- Uma zona de massagem
- O tempo padrão é de 15-30 min.

#### COMO UTILIZAR

1.Ligue a unidade pressionando uma vez o botão POWER, O LED acender-se-á quando a energia estiver ligada.

2.Ligue a massagem em cada zona, premindo a zona de Massagem. Os LEDs acender-se-ão quando cada zona for activada. Para desligar uma zona, premir novamente o botão.

3.Para escolher um modo de massagem desejado, premir o botão MODE. Para mudar os modos, premir o botão MODE até que o LED do modo desejado se acenda

4.Para alterar a intensidade da massagem, prima o botão INTENSITY. O LED para intensidades ALTAS ou BAIXAS iluminar-se-á quando escolhido.

NOTE Descontinue utilizar imediatamente se sentir algum desconforto ou dor.

5.NOTA: para seu benefício, a cadeira de massagem está equipada com uma função de desligamento automático que desligará a unidade da cadeira após 30 minutos de uso contínuo.

6.NÃO utilizar durante mais de 30 minutos de uso contínuo.



**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Ao utilizar um aparelho eléctrico, devem ser sempre tomadas precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Este produto destina-se a ser utilizado num circuito de 12V. Certifique-se de que o produto está ligado a uma tomada com a mesma configuração que a ficha.
2. Desligar sempre o massageador da tomada após a utilização, e antes da limpeza.
3. Não alcançar o massageador se este tiver caído em água. Desligar imediatamente a ficha da tomada.
4. Um aparelho nunca deve ser deixado desacompanhado quando ligado à tomada. Desligar da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
5. Não utilizar ao ar livre.
6. Não transportar este aparelho por cabo fornecido como uma pega.
7. Manter o cabo afastado de superfícies aquecidas.
8. É necessária uma supervisão apertada quando este aparelho for utilizado por crianças, inválidos ou pessoas deficientes ou na sua proximidade.
9. Esta unidade não é um brinquedo. As crianças não devem usá-lo ou brincar com ele.
10. Não operar onde estejam a ser utilizados produtos aerossol (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
11. Não utilizar perto dos olhos ou de outras áreas altamente sensíveis.
12. Para desligar, empurrar a tecla "POWER" para o local "OFF", certificar-se de que todas as funções foram interrompidas, depois remover a ficha da tomada.
13. Utilizar este aparelho apenas para o seu uso pretendido, tal como descrito neste manual. Não utilizar acessórios não fornecidos com o aparelho.

**CUIDADO DE SAÚDE**

Se tiver alguma preocupação relativamente à sua saúde, consulte o seu médico antes de utilizar este produto.

As pessoas com pacemakers não devem utilizar este produto.

Se sentir dores num músculo ou articulação durante um período prolongado de tempo. Interromper a utilização e consultar o seu médico. A dor persistente pode ser um sintoma de uma condição mais grave.

**INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO****AARMAZENAR:**

Colocar a unidade na sua caixa ou em local seguro, seco e fresco. Evitar o contacto com arestas vivas ou objectos pontiagudos que possam cortar ou perfurar o tecido. Não enrolar o cabo de alimentação à volta da unidade. Não pendurar a unidade pelo cabo de alimentação.


**LIMPAR:**

Certifique-se de que a unidade está desligada da fonte de alimentação, e deixe arrefecer antes de limpar.

Não colocar em qualquer líquido para limpar. Limpar a cobertura de tecido, limpando com uma esponja húmida, usando um detergente suave ou espuma de sabão. Secar com um pano limpo e seco.

Não utilizar produtos de limpeza abrasivos, pincéis, gasolina, querosene, lustrador de vidro/mobiliário, diluente ou água mais quente do que 120°F para limpar a unidade.

Para limpar a unidade, certifique-se de que o massajador está desligado da tomada. Deixar a unidade arrefecer e limpar com um pano limpo e húmido. Não utilizar qualquer produto de limpeza químico forte.



PRODUKTMERKMAL

- 2 Vibrationsmotoren
- 8 Massagestufen
- Einstellbare Intensität
- Eine Massagezone
- Die Standardeinstellung ist 15-30 Minuten.

VERWENDUNG

1. Schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der EIN-/AUS-Taste ein. Die LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie die Massage in jeder Zone ein, indem Sie die Massagezone drücken. Die LEDs leuchten auf, wenn die einzelnen Zonen aktiviert sind. Um eine Zone auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.
3. Um den gewünschten Massagemodus zu wählen, drücken Sie die MODE-Taste. Um den Modus zu ändern, drücken Sie die MODE-Taste, bis die LED für den gewünschten Modus aufleuchtet
4. Um die Massageintensität zu ändern, drücken Sie die INTENSITÄT-Taste. Die LED für die Intensität HOCH oder NIEDRIG leuchtet auf, wenn Sie gewählt haben.  
HINWEIS: Sofortige Unterbrechung der Anwendung, wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
5. HINWEIS: Zu Ihrem Vorteil ist der Massagesessel mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die das Gerät nach 30 Minuten Dauerbetrieb ausschaltet.
6. Verwenden Sie ihn NICHT länger als 30 Minuten ununterbrochen.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch an einem 12 V Stromkreis vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose angeschlossen ist, die die gleiche Konfiguration wie der Stecker aufweist.
2. Trennen Sie das Massagegerät nach der Verwendung und vor der Reinigung immer von der Stromquelle.
3. Greifen Sie nicht nach dem Massagegerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
4. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile oder Aufsätze anbringen oder abnehmen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
6. Tragen Sie das Gerät nicht am mitgelieferten Kabel als Griff.
7. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8. Wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
9. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nicht verwenden oder damit spielen.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Augen oder anderer hochempfindlicher Bereiche.
12. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die „EIN-/AUS“-TASTE auf „AUS“, stellen Sie sicher, dass alle Funktionen gestoppt sind, und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
13. Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht mit dem Gerät geliefert wurden.

### GESUNDHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Schmerzen in einem Muskel oder einem Gelenk verspüren. Brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen könnten ein Symptom für eine ernstere Erkrankung sein.


### WARTUNGSANWEISUNGEN

#### AUFBEWAHREN:

Legen Sie das Gerät in seine Verpackung oder an einen sicheren, trockenen und kühlen Ort. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die das Gewebe schneiden oder durchstechen könnten. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.

#### REINIGEN:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist, und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Legen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in eine Flüssigkeit. Reinigen Sie den Stoffbezug durch Abwischen mit einem feuchten Schwamm unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels oder einer Seifenlauge. Tupfen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glas-/Möbelpolitur, Farbverdünner oder Wasser, das heißer als 120°F ist, um das Gerät zu reinigen.
- Vergewissern Sie sich zum Reinigen des Geräts, dass das Massagegerät vom Stromnetz getrennt ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wischen Sie es dann mit einem feuchten, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine starken chemischen Reinigungsmittel.



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 2 motori a vibrazione
- 8 modalità di massaggio
- Intensità regolabile
- Zona di massaggio
- Tempo predefinito è 15-30 min
- COME USARE

1. Accendere l'apparecchio premendo una volta il pulsante Interruttore, il LED si illuminerà quando l'alimentazione è accesa.

2. Attivare il massaggio in ciascuna zona premendo la zona Massaggi. I LED si accendono quando ogni zona è attivata. Per disattivare una zona, premere nuovamente il pulsante.

3. Per scegliere la modalità di massaggio desiderata, premere il pulsante MODE. Per cambiare modalità, premere il pulsante MODE fino a quando il LED per la modalità desiderata non si illumina

4. Per modificare l'intensità del massaggio premere il pulsante INTENSITÀ. Il LED per le intensità ALTA o BASSA si illuminerà quando selezionato.

NOTA: Interrompere immediatamente l'uso se si avverte disagio o dolore.

5. NOTA: Per il tuo bene, la poltrona da massaggio è dotata di una funzione di spegnimento automatico che spegnerà la poltrona dopo 30 minuti di uso continuo.

6. NON utilizzare per più di 30 minuti di uso continuo.



**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Questo apparecchio è destinato all'uso su un circuito a 12V Assicurarsi che il prodotto
2. Scollegare sempre la poltrona da massaggio dalla fonte di alimentazione dopo l'uso e prima della pulizia.
3. Non raggiungere il massaggiatore se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente.
4. Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non è in uso, prima di inserire o rimuovere parti o accessori.
5. Non utilizzare all'aperto.
6. Non trasportare questo apparecchio utilizzando il cavo in dotazione come una maniglia.
7. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
8. È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini, invalidi o disabili.
9. Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono usarlo o giocarlo.
10. Non utilizzare dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
11. Non utilizzare vicino agli occhi o altre aree altamente sensibili.
12. Per scollegare, premere il pulsante "Interruttore" in posizione "OFF", assicurarsi che tutte le funzioni siano interrotte, e poi scollegare la spina dalla presa.
13. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non forniti con l'apparecchio.

**ATTENZIONE ALLA SALUTE**

In caso di dubbi sulla propria salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.

Le persone con il stimolatore cardiaco non devono utilizzare questo prodotto.

Se si avverte un dolore a un muscolo o a un'articolazione per un periodo di tempo prolungato. Interrompere l'uso e consultare il medico. Il dolore persistente potrebbe essere un sintomo di una condizione più grave.

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE****PER CONSERVARE:**

Riporre l'apparecchio nella sua scatola o in un luogo sicuro, asciutto e fresco. Evitare il contatto con bordi taglienti o oggetti appuntiti che potrebbero tagliare o forare il tessuto. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

**PER PULIRE:**

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegata dalla rete di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di pulirla.

Non immergere in alcun liquido da pulire. Pulire il rivestimento in tessuto strofinando con una spugna umida, utilizzando un detergente delicato o una schiuma. Asciugare con un panno pulito e asciutto.

Non utilizzare detersivi abrasivi, spazzole, benzina, cherosene, lucidanti per vetri/mobili, diluenti per vernici o acqua più calda di 120°F per pulire l'apparecchio.

Per pulire l'apparecchio, assicurarsi che la poltrona da massaggio sia scollegata. Lasciare raffreddare l'apparecchio e pulire con un panno pulito umido. Non utilizzare detersivi chimici aggressivi.

**US\_ IMPORTER:**

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**CA\_ IMPORTER / IMPORTÉ PAR:**

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
Fabriqué en Chine

**UK\_ IMPORTER:**

MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

**DE\_ IMPORTATEUR:**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**FR\_ IMPORTÉ PAR:**

MH France  
2, rue Maurice Hartmann  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine



FR

**Pensez à  
donner ou recycler.**

Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>**IT\_ IMPORTATO:**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

**ES/PT\_ IMPORTADOR:**

SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT