




Gebrauchsanweisung für aufsetzbaren Toilettensitz

Manuale per la tavoletta rialzabile

ASSEMBLY INSTRUCTION

01



- ① Bringen Sie bitte die Befestiger an.
① Montare il dispositivo di fissaggio.

02



- ② Schieben Sie die Befestiger in Position.
② Spingere il dispositivo in posizione.

03



- ③ Drehen Sie bitte den Drehknopf.
③ Ruotare la manopola.

04



- ④ Setzen Sie den Sitz auf die Toilette.
④ Installare la tavola sul water.

05



- ⑤ Stellen Sie bitte beide Seiten ein.
⑤ Regolare da entrambi i lati.

06



- ⑥ Die Montage ist abgeschlossen.
⑥ Installazione completa.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it